

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd301/Clec10A Humano Para Fc - Q8Iun9

Número de artículo: CM0011591



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD301/CLEC10A humano, un receptor de lectina de tipo C, para citometría de flujo. Validado en especímenes humanos, permite la detección de células mieloides y la caracterización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD301/CLEC10A humano
Observaciones/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Especie	Humano
ID genético (Humano)	10462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-316 de CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo