

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q8Wtt0

Número de artículo: CM0011006



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD303/BDCA-2 (CLEC4C) humano, validado para citometría de flujo. Este anticuerpo reconoce un receptor de lectina tipo C en las células dendríticas plasmacitoides, involucrado en la captura de antígenos y la regulación del interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD303/BDCA-2 humano conjugado con PE
Observaciones/alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Especie	Humana
GeneID (humano)	170482
GeneID	170482
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-213 de CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8WTT0
Peso de la proteína	21 kDa/25 kDa
Envío	Bolsa de hielo