


Pe Conejo Anti-Humano Cd32 Mab - P12318

Número de artículo: CM0011272



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD32 humano conjugado con PE para citometría de flujo (FC). Reconoce el receptor de baja afinidad para la Fc de IgG FCGR2A (CD32A, FcγRIIa) en células mieloides. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Humano CD32 mAb
Observaciones/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγgammaRIIa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2212
GeneID	2212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-218 del CD32 humano (NP_001129691.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12318
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo