

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd33 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P20138

Número de artículo: CM0009428



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD33 humano (Siglec-3) para citometría de flujo. Reacciona con células de linaje monocítico y mieloide humanas. Ideal para investigación en inmunología e inmunoncología. – P20138

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-CD33 humano mAb
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	945
GeneID	945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-259 del CD33 humano (NP_001763.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo