

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd335/Nkp46 Conjugado Con Pe Para Fc - O76036

Número de artículo: CM0010251



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD335/NKp46 humano (receptor 1 de desencadenamiento de citotoxicidad natural). Validado para citometría de flujo, ideal para la fenotipificación de células NK, estudios de activación e investigación en inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD335/NKp46 mAb
Observaciones/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9437
ID de Gen	9437
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo