

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd336/Nk-P44 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - O95944

Número de artículo: CM0009208



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD336/NK-p44 humano, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el dominio extracelular de este receptor activador de células NK; útil para la investigación en inmunología tumoral. Peso molecular esperado: 31 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD336/NK-p44 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9436
GeneID	9436
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-190 del CD336/NK-p44 humano (NP_004819.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95944
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo