

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd34 Humano Para Citometría De Flujo - P28906

Número de artículo: CM0008111

Introducción

Anticuerpo monoclonal PE de conejo anti-CD34 humano para citometría de flujo. Detecta el CD34 humano, un marcador de células progenitoras hematopoyéticas, en células madre y células endoteliales. Adecuado para aplicaciones de FC. SWISS: P28906.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD34 humano
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Humano
GenID	947 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 del CD34 humano (NP_001020280.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso de la proteína	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo