


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd352/Slamf6 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q96Du3

Número de artículo: CM0011073



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE específico para CD352/SLAMF6 humano. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo en investigación de células inmunitarias. No se ha informado de reactividad cruzada con otras especies. 24-37 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD352/SLAMF6 humano conjugado con PE
Observaciones/Sinónimos	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
Especie	Humano
ID del gen (humano)	114836
ID del gen	114836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-215 de CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso molecular	24 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo