

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd353/Slamf8 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q9P0V8

Número de artículo: CM0011119

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD353/SLAMF8 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios del linaje de células B y la investigación de la señalización del receptor de células B. Ideal para investigar la activación de los linfocitos B y la modulación de la señalización del BCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD353/SLAMF8 humano conjugado con PE
Observaciones/alias	BLAME; CD353; SBBI42
Especie	Humano
GeneID (humano)	56833
GeneID	56833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-123 de CD353/SLAMF8 humano (NP_064510.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9P0V8
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo