

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Cd361 Para Fc - P34910

Número de artículo: CM0009415

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD361 humano (EVI2B, EVDB) para citometría de flujo. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas; adecuado para estudios de diferenciación de granulocitos y células progenitoras hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-humano CD361
Observaciones/Alias	EVDB; CD361; D17S376
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 22-199 de CD361 humano (NP_006486.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P34910
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo