


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd38 Conjugado Con Pe Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0008369



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD38 humano, diseñado para citometría de flujo. Reconoce específicamente el CD38 humano, una enzima multifuncional y receptor involucrado en la señalización de calcio y la regulación inmune. Ideal para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD38 mAb
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	952
ID de Gen	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo