

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe Anti-Humano Cd39/Entpd1 Para Citometría De Flujo - P49961

Número de artículo: CM0008911

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD39/ENTPD1 humano (CD39, NTPDasa1). Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la función ectonucleotidasa, la regulación inmune y la agregación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PE anti-Humano CD39/ENTPD1
Observaciones/Alias	CD39; SPG64; ATPDasa; NTPDasa-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	953
GeneID	953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-442 del CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso Molecular de la Proteína	34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo