

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe Anti-Cd4 Humano Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0009094



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD4 humano (T4/Leu-3), validado para citometría de flujo. Esencial para el perfilado de células inmunitarias, la investigación de células T colaboradoras y los estudios sobre el VIH. Swiss-Prot: P01730.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD4 humano
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-207 de CD4 humano (NP_000607.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo