


Pe Conejo Anti-Humano Cd40 Mab Para Fc - P25942

Número de artículo: CM0004731



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD40 humano (TNFRSF5/Bp50/CDW40) para citometría de flujo. Validado para la investigación de células B y carcinomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD40 mAb
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	958
ID de Gen	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 del CD40 humano (NP_001241.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo