

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd42B Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P07359

Número de artículo: CM0010136



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD42b humano (GP1BA) para citometría de flujo. Adecuado para investigaciones de biología plaquetaria y hemostasia. Reconoce CD42b humano; peso de la proteína: 71 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD42b mAb
Observaciones/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alfa; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalfa; VWDP; cadena alfa del glicoproteína plaquetaria Ib
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2811
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo