

Mab Pe De Conejo Anti-Cd42D/Gpv Humano Para Fc - P40197

Número de artículo: CM0008463

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD42d/GPV humano (P40197), validado para citometría de flujo (FC). Parte del complejo GPIb-V-IX que media la adhesión plaquetaria y la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD42d/GPV humano
Observaciones/Alias	GPV; CD42d
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2814
GeneID	2814
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-477 de CD42d humano (NP_004479.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40197
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo