

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd43 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P16150

Número de artículo: CM0005033

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD43 humano conjugado con PE, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce la leucosialina humana, una sialoproteína de superficie leucocitaria principal involucrada en la activación y migración de células T. Ideal para estudios de inmunología y perfilado de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD43 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Especie	Humano
GeneID (humano)	6693
GeneID	6693
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD43 humano (NP_003114.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16150
Peso Molecular de la Proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo