

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P16070

Número de artículo: CM0010630



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD44 humano, adecuado para citometría de flujo (FC). Reconoce el antígeno CD44 humano; ideal para estudiar la adhesión celular, la migración y la homing de linfocitos en investigación de inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD44 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; Antígeno CD44
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	960
ID del Gen	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 del CD44 humano (NP_000601.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo