

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd44V6 Conjugado Con Pe Para Fc - P16070

Número de artículo: CM0012028



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD44V6 humano para citometría de flujo. Detecta el antígeno CD44, un receptor de hialuronato implicado en la adhesión celular, el homing de linfocitos y la progresión tumoral. Ideal para aplicaciones de investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD44V6 mAb
Observaciones/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-I; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 223-267 del CD44V6 humano (P16070)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo