

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd48 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P09326

Número de artículo: CM0010296



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD48 humano, un regulador inmunitario anclado a GPI, diseñado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de linfocitos, la citotoxicidad de las células NK y la formación de la sinapsis inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD48 mAb
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Especie	Humano
ID de Gen	962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 del CD48 humano (NP_001769.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso Proteico	19kDa/28kDa
Envío	Bolsa de hielo