


Mab De Conejo Pe Anti-Cd5 Humano Para Fc - P06127

Número de artículo: CM0004995



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PE anti-CD5 humano para citometría de flujo. Reconoce el CD5 humano (T1/Leu-1), un receptor linfoide específico de células T y células B1a. Apto para estudios de inmunofenotipado y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD5 humano
Notas/Alias	CD5; LEU1; T1; molécula CD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 de la proteína CD5 humana (NP_055022.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo