


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd52 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P31358

Número de artículo: CM0012305



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD52 humano (CAMPATH-1, HE5) para citometría de flujo. Específico para CD52 humano, una glucoproteína anclada a GPI (~7 kDa) presente en linfocitos y células epididimarias. Adecuado para investigaciones en inmunología y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD52 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Especie	Humano
GeneID (humano)	1043
GeneID	1043
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-61 de CD52 humano (NP_001794.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31358
Peso proteico	7 kDa
Envío	Bolsa de hielo