


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd55 Humano Para Fc - P08174

Número de artículo: CM0005328



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD55 humano (DAF, CR) para citometría de flujo. Reconoce a CD55 humano, un regulador del complemento y receptor viral. Apto para muestras humanas. UniProt P08174.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD55 humano
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1604
ID de gen	1604
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso de proteína	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo