

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd56/Ncam1 Conjugado Con Pe Para Fc - P13591

Número de artículo: CM0009791



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la proteína humana CD56/NCAM1 para aplicaciones de citometría de flujo. Ideal para investigar la adhesión celular neural, el perfilado de células inmunes y las interacciones huésped-virus en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD56/NCAM1 mAb
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
ID de Gen	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 del CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo