

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd6 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P30203

Número de artículo: CM0010448



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD6 humano, para citometría de flujo. Inmunógeno: CD6 humano recombinante (aa 18-364). Reacciona con células T humanas, células NK, células B-1. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AcM de conejo anti-CD6 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD6; TP120; molécula CD6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	923
GeneID	923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-364 del CD6 humano (NP_006716.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso Proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo