

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd61 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P05106

Número de artículo: CM0008620



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD61 humano conjugado con PE para citometría de flujo. Dirigido contra la integrina beta-3 (GPIIIa), implicada en la agregación plaquetaria y la hemostasia. Ideal para la investigación de la trombosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD61 humano conjugado con PE                                                                                  |
| Observaciones/Alias | GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24                                                                            |
| Especie             | Humana                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 3690                                                                                                                             |
| GeneID              | 3690                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-718 de CD61 humano (NP_000203.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | FC                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                           |
| SWISS               | P05106                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 86 kDa/87 kDa                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |