


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62E/E-Selectina Humana Conjugado Con Pe Para Fc - P16581

Número de artículo: CM0012771



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la CD62E/E-Selectina humana para citometría de flujo. Validado para investigación en inmuno adhesión e inflamación, reacciona específicamente con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD62E/E-Selectina humana conjugado con PE
Observaciones/Alias	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectina-e
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6401
GeneID	6401
Inmunógeno	Proteína recombinante, Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de la CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo