

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62L/L-Selectina Humana Conjugado Con Pe Para Fc - P14151

Número de artículo: CM0008864



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD62L/L-Selectina humana (SELL). Validado para citometría de flujo (FC). Detecta una proteína de 42 kDa/43 kDa implicada en la adhesión y el alojamiento de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD62L/L-Selectina humana conjugado con PE
Observaciones/Alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectina
Especie	humana
ID del gen (humano)	6402
ID del gen	6402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14151
Peso de la proteína	42 kDa/43 kDa
Envío	Bolsa de hielo