

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd62P/P-Selectina Conjugado Con Pe Para Fc - P16109

Número de artículo: CM0010706



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE se dirige al CD62P humano (P-selectina), un receptor de adhesión de leucocitos implicado en la inflamación. Validado para citometría de flujo (FC) con reactividad cruzada humana. Adecuado para estudios de investigación inmunológica y de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD62P/P-selectina mAb
Observaciones/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Especie	Humano
GeneID	6403
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-771 de la CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo