


## Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd63 Humano Para Fc - P08962

Número de artículo: CM0004456



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD63 humano (LAMP-3, ME491), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en adhesión celular, señalización por integrinas, melanoma y biología de las tetraspaninas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb PE de conejo anti-CD63 humano                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                 |
| ID de gen (Humano)  | 967                                                                                                                                                    |
| ID de gen           | 967                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-238 de CD63 humano, NP_001771.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                               |
| Aplicación          | FC (Citometría de flujo)                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P08962                                                                                                                                                 |
| Peso de proteína    | 26kDa                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                         |