

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Conjugado Con Pe Para Fc - P13688

Número de artículo: CM0011413



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD66a/CEACAM1 humano, validado para citometría de flujo. Apto para investigación en inmunología sobre adhesión celular, regulación de puntos de control inmunitario e inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD66a/CEACAM1 conjugado con PE
Observaciones/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adhesión celular relacionada con el antígeno carcinoembrionario 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	634
GeneID	634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 del CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo