

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd7 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P09564

Número de artículo: CM0010572

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD7 humano (GP40, TP41). Validado para citometría de flujo, detecta marcador de células T y NK. Ideal para inmunofenotipado e investigación de leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD7 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 del CD7 humano (NP_006128.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo