

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd72 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P21854

Número de artículo: CM0009547

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD72 humano conjugado con PE de alta calidad, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para la inmunofenotipificación de subpoblaciones de células B y el estudio de la señalización del BCR. Específico para CD72 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD72 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Especie	Humano
GenID	971 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-359 de CD72 humano (NP_001773.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21854
Envío	Bolsa de hielo