

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd79B/Igβ Conjugado Con Pe Para Fc - P40259

Número de artículo: CM0011291



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para CD79b/Igβ humano, conjugado con PE para citometría de flujo. Detecta la cadena beta de la proteína asociada al complejo del receptor de antígeno de células B en células B humanas. Swiss-Prot P40259.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD79b/Igβ mAb
Observaciones/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 del CD79b/Igβ humano (NP_000617.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso Proteico	14kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo