


Anticuerpo Monoclonal Polymab® De Conejo Anti-Humano Cd8 Conjugado Con Pe Para Fc - P01732 / P10966

Número de artículo: CM0010076



Introducción

Anticuerpo monoclonal PolymAb® de conejo anti-humano CD8 conjugado con PE para citometría de flujo (FC). Detecta las cadenas alfa y beta de CD8 (UniProt: P01732, P10966) con reactividad cruzada con el antígeno humano. Peso molecular: 26 kDa/24 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-humano CD8 conjugado con PE
Observaciones/Sinónimos	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
Especie	Humana
GenelD	925/926
Origen	□
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01732/P10966
Peso proteico	26 kDa/24 kDa
Envío	Bolsa de hielo