

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd80/B7-1 Conjugado Con Pe Para Fc - P33681

Número de artículo: CM0005506



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD80 humano (B7-1), validado para citometría de flujo. El CD80 es una molécula coestimuladora clave en las células presentadoras de antígenos, crítica para la activación de células T y la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD80/B7-1 mAb
Observaciones/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	941
GeneID	941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-242 del CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo