


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd81 Humano Para Citometría De Flujo - P60033

Número de artículo: CM0004457



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD81 humano, validado para citometría de flujo. Detecta CD81 en células inmunitarias; peso molecular de 26 kDa. Es materia prima IVD ideal para el desarrollo de ensayos de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD81 humano
Observaciones/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	975
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P60033
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo