

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd82 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P27701

Número de artículo: CM0009088



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD82 humano (KAI1/TSPAN27), un supresor de metástasis de la familia de las tetraspaninas. Validado para citometría de flujo. Adecuado para la inmunofenotipificación de células linfoides y aplicaciones de investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD82 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Especie	Humano
ID génico (humano)	3732
ID génico	3732
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-267 de CD82 humano (NP_002222.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27701
Peso de la proteína	27kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo