

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Cd85D/E/I/J Para Fc - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8NHL6

Número de artículo: CM0011645



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD85d/e/i/j humano (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4). Validado para citometría de flujo, reacciona de forma cruzada con muestras humanas. Ideal para investigación sobre tolerancia inmune y puntos de control inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-humano CD85d/e/i/j
Notas / Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Especie	Humano
GeneID (humano)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-461 de CD85d humano (NP_001074447.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo