

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd85I/J Humano Para Fc - O75019 / Q8Nhl6

Número de artículo: CM0009808

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD85i/j humano (LILRA1, LIR6) para citometría de flujo. Validado para reactividad humana, inmunógeno de proteína recombinante, ~53kDa. Ideal para investigación en inmunología y perfiles inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD85i/j humano
Observaciones/Alias	LIR6; CD85I; LIR-6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11024/10859
ID del gen	11024/10859
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo