


## Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) Para Citometría De Flujo - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0005003



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD85j/ILT2 (LILRB1) humano, un receptor inhibidor de MHC de clase I. Validado para citometría de flujo, adecuado para la perfilación de células inmunes y la investigación de células asesinas naturales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PE Conejo anti-Humano CD85j/ILT2 mAb                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | LILRB1; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; receptor inmunoglobulínico tipo leucocito B1                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de Gen           | 10859                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-458 del CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q8NHL6                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 49kDa/70kDa/71kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |