


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd87/Plaur Humano Para Fc - Q03405

Número de artículo: CM0010830



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD87/PLAUR humano. Validado para citometría de flujo. CD87/PLAUR es un receptor anclado a GPI que recluta uPA y media la degradación de la matriz extracelular y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD87/PLAUR humano
Observaciones/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; receptor del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa
Especie	Humano
ID genético (Humano)	5329
ID genético	5329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-303 de CD87/PLAUR humano (NP_002650.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso molecular de la proteína	37kDa31kDa/32kDa/36kDa
Envío	Bolsa de hielo