

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8B Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P10966

Número de artículo: CM0007946

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD8b humano (SWISS P10966). Validado para citometría de flujo. Detecta la cadena beta del CD8, un correceptor para MHC clase I esencial para la activación de células T y la selección tímica. Adecuado para inmunofenotipado de células T e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD8b humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	926
GeneID	926
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 del CD8b humano (NP_004922.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo