


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd9 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P21926

Número de artículo: CM0009271



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD9 humano (tetraspanina-29), validado para citometría de flujo. CD9 regula la adhesión celular, la activación plaquetaria y la biología de los exosomas. Adecuado para la inmunofenotipificación de células hematopoyéticas y epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD9 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Especie	Humano
GeneID (Humano)	928
GeneID	928
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de CD9 humano (NP_001760.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo