

Mab Pe De Conejo Anti-Cd90/Thy1 Humano - P04216

Número de artículo: CM0010091

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD90/Thy1 humano conjugado con PE para citometría de flujo. Dirigido contra CD90 humano (glucoproteína de membrana Thy-1, UniProt P04216), una proteína de superficie celular anclada a GPI implicada en las interacciones célula-célula y la sinaptogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD90/Thy1 humano
Observaciones/Alias	CD90; CDw90
Especie	Humano
GenelD (humano)	7070
GenelD	7070
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 humano (NP_006279.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo