

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd94 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q13241

Número de artículo: CM0010642



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD94 humano (KLRD1) para citometría de flujo. Permite detectar el receptor de las células NK implicado en la vigilancia inmunitaria, la inmunidad antitumoral y los mecanismos de escape viral en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD94 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Humana
GeneID (humano)	3824
GeneID	3824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 de CD94 humano. (NP_002253.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13241
Peso de la proteína	17 kDa/20 kDa
Envío	Bolsa de hielo