

Ac Mab De Conejo Anti-Cd96/Tactile Humano Para Fc - P40200

Número de artículo: CM0009284



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la proteína CD96/TACTILE humana. Validado para citometría de flujo (FC). Detecta CD96, una molécula de adhesión de células T y NK. Ideal para la fenotipificación de células inmunitarias y la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac mAb de conejo anti-CD96/TACTILE humano
Observaciones/Alias	TACTILE
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10225
ID de gen	10225
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 25-519 del CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo