


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Humano Conjugado Con Pe Para Fc (Intra) - P42771 / Q8N726

Número de artículo: CM0009952



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CDKN2A/p16INK4a humano para citometría de flujo intracelular. Detecta un supresor tumoral clave e inhibidor del ciclo celular, apoyando la investigación del cáncer y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDKN2A/p16INK4a humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	1029
GeneID	1029
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de CDKN2A/p16INK4a humano (NP_000068.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42771 / Q8N726
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo