

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Complemento C3 Humano Para Fc - P01024

Número de artículo: CM0012346



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el Complemento C3 humano para citometría de flujo (FC). Detecta el precursor de C3 y los productos de escisión C3a/C3b; opsonina y anafilatoxina; 187 kDa. SWISS: P01024.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-Complemento C3 humano
Observaciones/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Especie	Humano
GeneID	718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1498-1663 del Complemento C3 humano (NP_000055.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01024
Peso de la proteína	187kDa
Envío	Bolsa de hielo