

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpt1A Humana Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo Intracelular - P50416

Número de artículo: CM0008721



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la CPT1A humana (CPT1-L), validado para citometría de flujo intracelular. Inmunógeno recombinante (aa 520-720); detecta la CPT1A humana. Adecuado para estudios del metabolismo de ácidos grasos y de las mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CPT1A humana conjugado con PE
Observaciones/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Especie	Humana
GeneID (humano)	1374
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-720 de la CPT1A humana (NP_001867.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P50416
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo